



# Kursusest "Sissejuhatus psühhofüsioloogia rakendamisse"

Richard Naar

# IT Akadeemia toetab nelja kõrgkooli innovaatilisi projekte enam kui poole miljoni euroga

08. mai 2020

HITSA IT Akadeemia programmi raames toetatakse nelja kõrgkooli IKT valdkonna õppe edendamist 512 000 euroga. Toetust saanud projektid hõlmavad valdkondi merendusest ja psühholoogiast noorsootöö ja kvantarvutuste kursuseni.

## Eesmärgid


- Kursus annab mitmete psühhofüsioloogiliste mõõdikute (sh aju, südame, lihasaktiivsuse ja silmaliigutuste) praktilise mõõtmiskogemuse ja sissejuhatavad teadmised nende mõõdikute tööpõhimõtetest.
- Kursus annab oskuse luua lihtsamaid füsioloogiliste mõõdikutega kombineeritavaid programme ja eksperimente.

## Valik õpiväljundeid

- Oskab nimetada kursusel kasutatud füsioloogiliste mõõdikute põhilisi rakendusi nii laboris kui laborist väljaspool
- Hoomab kursusel kasutatud signaalide tõlgendamise konteksti ja omab ülevaadet põhilistest signaali kvaliteeti mõjutavatest teguritest
- Tunneb peamisi PsychoPy funktsioone ja oskab iseseisvalt luua psühholoogiliste katsete juhtfaile ning hankida infot selle käigus tekkinud probleemide lahendamiseks
- Õpib hindama ja rakendama katse ülesseadmise seisukohalt kriitilisemaid katseseadmete riistvaralisi piiranguid ning valdab sellega seonduvat põhilist terminoloogiat


loeng	Sissejuhatus	
	praktikum	Esimene eksperiment
loeng	Silmaliigutuste rakendamine laboris	
	praktikum	Silmaliigutused rakendamine väljaspool laborit ja silmaliigutuste mõõtmine
loeng	Pavlovia keskkond ja veebikatsete läbiviimine	
	praktikum	Veebikatse programmeerimine ja läbiviimine
loeng	Lihasaktiivsuse ja südameaktiivsuse mõõtmine	
	praktikum	Südameaktiivsuse mõõtmine ja dünaamilised stiimulid
loeng	Elektroentsefalograafia (EEG) rakendamine laboris	
	praktikum	Piltstiimulite esitamine ja lihasaktiivsuse mõõtmine
loeng	EEG rakendamine väljaspool laborit	
	praktikum	EEG registreerimine ja signaali inspekteerimine
loeng	Muud füsioloogilised mõõdikud	
	praktikum	Posneri katse programmeerimine

JONATHAN PEIRCE & MICHAEL MACASKILL




PsychoPy on loodud teadusstandardeid silmas pidades ja selle arendamisega on järjepidevalt tegeletud pea 20 aastat. Selle aja jooksul on läbi testitud lugematu hulk erijuhte, mis on muutnud programmi töökindlaks ja kasutajasõbralikuks. PsychoPy võimaldab kombineerida graafilist liidest käsurealt kirjutatud koodiga, mis teeb temast paindlike võimalustega töövahendi väga erineva kogemuse ja taustaga kasutajatele.

Peirce, J., & MacAskill, M. (2018). Building experiments in PsychoPy. Sage.



Stern, R. M., Ray, W. J., & Quigley, K. S. (2001). Psychophysiological recording. Oxford University Press, USA.



Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. (Eds.). (2007). *Handbook of psychophysiology*. Cambridge university press.





1)










...) Emotiv, NeuroSky, Advanced Brain Monitoring, g tec, ANT Neuro, Neuroelectrics, Muse



### Kuvatõmmis TÜ Komputatsioonilise neuroteaduse labori kodulehelt

#### OPENBCI IN THE LAB by Ilya Kuzovkin





To continue our research in Brain-Computer Interfaces the lab acquired 16 channel 256 Hz EEG kit from OpenBCI. Please contact Ilya Kuzovkin if you would like to do a BSc [...]




"The OpenBCI Cyton and Ganglion boards are open hardware and maker-friendly biosensing systems. Although there are alternatives, such as Bitalino and OpenEEG and some companies and/or projects are currently working on new hardware (see e.g. EEG.io), the OpenBCI boards are in my opinion at this moment still the best." - Robert Ostenweld (February 25, 2019)
















































#### PRAKTIKUM 1: ESIMENE EKSPERIMENT


Eksperimendi juhtfailide loomine pole "raketiteadus"! Käesoleva praktikumi eesmärgiks on muuhulgas demonstreerida, et eksperimendi loomine ei pea olema pikk ja vaevaline protsess, millega on oodatud tegelema vaid üksikud "tehniliselt taibukamad" inimesed. Tegelikult on eksperimentide loomine sarnane kokandusega. Michelini vääriliste roogade valmistamine on mõistagi terve teadus, kuid ilmselt kahtlustaksime puuduvat motivatsiooni või äärmist tagasihoidlikkust, kui kuuleksime kedagi väitvat ennast kuuluvat inimeste hulka, kes absoluutselt süüa teha ei oska.

Selles praktikumis loome katse, mille eesmärgiks on mõõta klassikalist Stroopi efekti (Stroop, 1935). Täpsemalt vaatame, kuidas üksikut katseseeriat disainida ja katset üles ehitada (sh kuidas stiimuleid esitada ja vastuseid salvestada). Vaatame, kuidas esitused soovitud arvuks kordadeks korduma panna ja kuidas neid igal kordusel eelnevalt defineeritud viisil muutuma panna.


#### 1. PsychoPy graafiline liides ja selle komponendid

Kui avad PsychoPy ja graafiline liides ise ei avanenud, siis vali rippmenüüst: *View > Builder*. Alternatiivina võid kasutada ka klaviatuuri otseteed Crtl + L (või Cmd-L Macintoshi arvutil).






#### Visual Studio Code – nutikas programmeerimiskeskkond



Python - Linting, Debugging (multi-threaded, remote), Intellisense, Jupyter Notebooks, code formatting, refactoring, unit tests, snippets, and more.



#### Pylance - Fast, feature-rich language support for Python

```
app.py
♦ app.py > ♦ favicon
       app = Flask(__name__)
       @app.route('/favicon.ico')
       def favicon():
           return send_from_directory(os.path.join(app.root_path, 'static'),
 10
                                 'favicon.ico', mimetype='image/vnd.microsoft.icon')
 11
 12
 13
 14
      if __name__ == "__main__":
 15
           app.run(debug=True)
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
```

pip-packages - A vscode extension for installing/updating pip packages into virtual environments

#### # Pip install

Kõigepealt navigeeru Pythoni kausta ja sealt edasi kausta Scripts (veendu, et pip.py on kaustas)

Kopeeri kausta aadress ja ava Command Prompt (kõige kiiremini leiab selle, kui kirjutada Windowsi otsingusse cmd) cd C:\Program Files\PsychoPy3\Scripts (cd Scripts kausta aadress)

#### Nüüd installeeri soovitd paketid:


python # avab Pythoni
help("modules") # selle käsuga saad vaadata, millised paketid juba olemas on
pip install pandas (paketi pandas installeerimise näide)

Vt ka help(pip)

Visual Studio IntelliCode - The Visual Studio IntelliCode extension provides AI-assisted development features for Python, TypeScript/JavaScript and Java developers in Visual Studio Code, with insights based on understanding your code context combined with machine learning.

```
loss = tf.reduce_sum(tf.square(linear_model - y))
optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.01)
train = optimizer
```

#### Manage > User Snippets > python.json



#### Koodijuppide vormistamisega aitab: <a href="https://snippet-generator.app/">https://snippet-generator.app/</a>



### Kasulikke materjale YouTube'is

<u>Setting up a Python Development Environment and Complete Overview</u> <u>Code Faster With Custom VS Code Snippets</u>

Vt ka

Collaboration made easy with Visual Studio Live Share





### Tänan tähelepanu eest! ©

